

INSTRUMENTATIONS

www.mslabo.ma



INSTRUMENTATIONS

- 32 | Boîtes et troussees completes
- 33 | Petit materiel INOX
- 34 | Ciseaux
- 35 | Pincés
- 38 | Diveres

CONSIGNES GENERALES

La préparation et la stérilisation des dispositifs médicaux ne doit être effectuée que par du personnel dûment formé à ces techniques.

Nettoyez, désinfectez et stérilisez les produits neufs avant leur première utilisation.

Nettoyez, désinfectez et stérilisez les produits aussi rapidement que possible après leur utilisation.

Éliminez les produits usés, corrodés, déformés, poreux ou présentant des endommagements quelconques.

NETTOYAGE, DESINFECTION

Respectez scrupuleusement le dosage, le temps d'application et les températures conseillés pour la désinfection et le nettoyage.

Évitez les surcharges dans les machines à laver et les appareils à ultrasons en veillant à placer les produits sans risques de zones d'ombres.

Ne jamais utiliser de brosses ou d'éponges métalliques pour le nettoyage manuel.

Rincez minutieusement après le lavage en utilisant de l'eau déminéralisée dans la mesure du possible. Séchez les produits avec soin après le rinçage.

STERILISATION

Ne pas oublier que la stérilisation n'est pas en mesure de remplacer les traitements préliminaires tels que le nettoyage et la désinfection.

Elle en constitue néanmoins le complément indispensable.

Le procédé de stérilisation recommandé est l'autoclave, ou chaleur humide :

Température : 134°C.

Pression : 2 bars.

Durée : 18 minutes.

Laissez refroidir les produits stérilisés ainsi, avant tout usage.

Dans tous les cas et avant tout, respectez les consignes réglementaires et celles du fabricant relatives à la stérilisation et à l'utilisation des autoclaves.

LIMITE D'UTILISATION

La stérilisation à la chaleur humide présente de gros avantages, notamment en termes de facilité de mise en œuvre.

Cependant, après de multiples traitements, ce mode de stérilisation peut affecter certains instruments, notamment ceux qui comportent des Lames tranchantes.



INSTRUMENTATION

BOITES ET TROUSSES COMPLETES



Boîte d'accouchement simple MLS-158

- Boîte en Inox, comprenant les instruments suivants:
- Porte aiguille mayo Hegar droite 18cm (pcs/1).
- Pince beacham 26cm (perce membrane) (pcs/1).
- Pince kocher droite A/G16cm (pcs/4).
- Ciseaux Mayo Droit 16cm (pcs/2).
- Dimension : 300 x 120 x 60 mm.



Boîte d'épisiotomie MLS-266

- Boîte en Inox, comprenant les instruments suivants:
- Ciseaux Braun pour Episiotomie 14,5 cm (pcs/1).
- Porte aiguille mayo hegar droite 14cm (pcs/1).
- Ciseaux Mousse/Mousse droite 14cm (pcs/1).
- Pince kocher droite A/G 14cm (pcs/2).
- Valve doyen vaginale 45x60 mm (pcs/1).
- Dimension : 300 x 120 x 60 mm.



Trousse dissection étui vinyl I52-200-000

- Trousse à dissection à huit instruments comprenant:
- 1 ciseaux dauphin droits 14 cm.
- 1 ciseaux iridectomie droits 11,5 cm.
- 1 pince à échardes 10 cm.
- 1 pince dissection sans griffe 14 cm.
- 1 sonde cannelée 14 cm.
- 1 aiguille à manche pour disséquer 14 cm.
- 1 aiguille lancéolée pour disséquer 14 cm.
- 1 manche bistouri n°3.
- Idéale pour les étudiants.



Boîte a instrument inox I-65-358

- Pour la conservation des instruments et la stérilisation à l'étuve
- * Disponible.

18 x 8 x 4 cm	I65-355-180*
20 x 10 x 3 cm	I65-356-200
20 x 10 x 5 cm	I65-357-200
25 x 10 x 5 cm	I65-363-250*
20 x 10 x 6 cm	I65-358-200*
25 x 12 x 6 cm	I65-364-250*
25 x 14 x 6 cm	I65-367-290
30 x 12 x 6 cm	I65-368-300*
35 x 18 x 8 cm	I65-377-350
50 x 20 x 12 cm	I65-385-500*



Boîte petite chirurgie INOX L30110

- 1 Boîte en Inox comprenant les instruments suivants:
- 1 ciseaux dauphin droits 14 cm.
- 1 ciseaux iridectomie droit 11,5 cm.
- 1 pince dissection sans griffe 14 cm, droite.
- 1 pince dissection avec griffes 14 cm, droite.
- 1 pince Kocher droite avec griffes 14 cm.
- 1 pince Halstead courbe sans griffe 13 cm.
- 1 pince Halstead droite avec griffes 13 cm.
- 1 sonde cannelée 14 cm.
- 1 porte-aiguille Mayo-Hegar droit 14 cm.
- 1 pince à échardes 10 cm 1 stylet porte-coton 14 cm.
- 1 manche bistouri n°3.



Tambour

A1-003

- Eclipses latérales, couvercle à charnière.

125 x 125 H	A1-003-125*
150 x 150 H	A1-007-150*
190 x 165 H	A1-011-190*
190 x 240 H	A1-013-190*
240 x 145 H	A1-016-240*
240 x 240 H	A1-019-240*
290 x 340 H	A1-028-290*
340 x 145 H	A1-030-340*
340 x 240 H	A1-033-340*
340 x 290 H	A1-034-340*
390 x 290 H	A1-041-390*

* Disponible.



Titanox



Porte-pince à servir

I-83-601

- Porte-pince à servir en inox

Sans couvercle :

200 x 50 mm	I83-601-200*
-------------	--------------

* Disponible.

- Porte-pince à servir en inox

Avec couvercle :

200 x 50 mm	I83-609-200*
-------------	--------------

* Disponible.

Cupule inox

I-80-498

- Cupule inox à bec.

60 mm	I80-496-060
80 mm	I80-496-080
100 mm	I80-498-140*
120 mm	I80-499-120*
160 mm	I80-501-150
200 mm	I80-503-220
260 mm	I80-503-260

* Disponible.



Haricot inox

I-62-020

- Structure en Inox

160 x 80 x 45 mm	I62-020-160*
180 x 80 x 45 mm	I62-020-180*
200 x 120 x 45 mm	I62-020-200
240 x 120 x 45 mm	I62-020-240*
280 x 120 x 45 mm	I62-020-280*

* Disponible.



Plateau inox

I-64-090

- Structure en Inox

170 x 110 x 25 mm	I64-083-170
200 x 130 x 25 mm	I64-085-200
220 x 150 x 30 mm	I64-087-220
280 x 180 x 30 mm	I64-090-280*
300 x 210 x 40 mm	I64-092-300*
350 x 260 x 40 mm	I64-094-350*

* Disponible.



Speculum cusco pliant vaginal

I-46-121

- Instrument de gynécologie.
- Intérieur et collerette mat.

16x75mm	I46-121-004
25x80mm	I46-121-005
30x90mm	I46-121-006
32x90mm	I46-121-007*
35x90mm	I46-121-008
37x95mm	I46-121-009
38x90mm	I46-121-010
40x95mm	I46-121-011

* Disponible.



Marteau à reflexes

I-05-320

Taylor

19 cm	Taylor Enf.	I05-340-200*
-------	-------------	--------------

Babinsky

20 cm	Babinsky Enf.	I05-322-200
25 cm	Babinsky Adlt.	I05-320-240*

* Disponible.



Stéthoscope pinard en aluminium

I05-574-150



- Pinard pavillon en aluminium:
- Pour l'auscultation du fœtus.
- Pavillon en aluminium.

14 cm	I05-574-150*
-------	--------------

* Disponible.





INSTRUMENTATION

CISEAUX

Ciseaux dauphin

I-02-019

* Disponible.

Droite

11,5 cm	I02-012-115
14 cm	I02-012-145*
16 cm	I02-012-165
18 cm	I02-012-185
20 cm	I02-012-200

Courbe

11,5 cm	I02-019-115
14 cm	I02-019-145
16 cm	I02-019-165*
18 cm	I02-019-185
20 cm	I02-019-200



Ciseaux mayo

I-02-025

* Disponible.

Droite

14 cm	I02-024-145*
16 cm	I02-024-160*
18 cm	I02-024-180*
20 cm	I02-024-200*
23 cm	I02-024-230*

Courbe

14 cm	I02-025-145*
16 cm	I02-025-160*
18 cm	I02-025-180
20 cm	I02-025-200
25 cm	I02-025-250



Ciseaux metzembaum

I-02-054

* Disponible.

Droite

14 cm	I02-042-145
16 cm	I02-054-160
18 cm	I02-054-180*
20 cm	I02-054-200*
25 cm	I02-054-250

Courbe

14 cm	I02-045-145
16 cm	I02-055-160
18 cm	I02-057-180*
20 cm	I02-057-200*
25 cm	I02-057-250



Ciseaux mousse

I-02-010

* Disponible.

Droite

14 cm	I02-010-145*
15 cm	I02-010-155*
16 cm	I02-010-165*
18 cm	I02-010-185*
20 cm	I02-010-200*

Courbe

14 cm	I02-021-145
16 cm	I02-021-165



Ciseaux pointus

I-02-014

* Disponible.

Droite

14 cm	I02-014-145*
16 cm	I02-014-165*
18 cm	I02-014-185
20 cm	I02-014-200

Courbe

14 cm	I02-017-145
16 cm	I02-017-165
18 cm	I02-017-185



Ciseaux lister croix rouge

I-02-709

* Disponible.

14 cm	I02-709-145*
16 cm	I02-709-160*
18 cm	I02-709-180*
20 cm	I02-709-200*



Ciseaux à épisiotomie de Braun Stadler

I02-659-145

* Disponible.

14,5 cm	I02-659-145*
---------	--------------



Ciseaux goldman-Fox

I02-260-130

* Disponible.

Droite

13 cm	I02-260-130*
-------	--------------



Ciseaux iridectomie

I02-210-115

* Disponible.

Droite

11,5 cm	I02-210-115
---------	-------------





Pince kelly

I-06-070

* Disponible.

Droite

14 cm I06-070-140*
16 cm I06-072-160
18 cm I06-070-180*

Courbe

14 cm I06-071-140*
16 cm I06-073-160*
18 cm I06-071-180



Pince Magill

I-16-075

* Disponible.

Nourrisson

15 cm I16-075-150*

Enfant

20 cm I16-075-200*

Adulte

24 cm I16-077-245*



Pince pozzi

I-16-048

* Disponible.

Palmer

22 cm I16-048-220*



Pince foerster striée

I-16-030

* Disponible.

Droite

20 cm I16-030-200*
24 cm I16-030-250*



Pince rochester-péan - kocher

I-06-170

* Disponible.

S/G Droite

18 cm I06-170-180
24 cm I06-170-240



Pince a echardes

I04-390-100

* Disponible.

10 cm I04-390-100*



Pince Kocher

I-06-181

* Disponible.

Courbe

13 cm I06-181-130
14 cm I06-181-140*
15 cm I06-181-150
16 cm I06-181-160
18 cm I06-181-180
20 cm I06-181-200
22 cm I06-181-220




Pince Kocher

I-06-180

* Disponible.

Droite A/G

13 cm I06-180-130
14 cm I06-180-140*
15 cm I06-180-150
16 cm I06-180-160*
18 cm I06-180-180
20 cm I06-180-200
22 cm I06-180-220



Pince Halstead

I02-210-115

* Disponible.

Droite S/G

13 cm I06-030-125*

Droite A/G

13 cm I06-040-125*

Courbe A/G

13 cm I06-041-125

Courbe S/G

13 cm I06-031-125*





INSTRUMENTATION

PINCES

Pince cheron

I16-036-250

* Disponible.

24 cm I16-036-250*



Pince à pansements longuette

I-16-022

* Disponible.


Droite

24 cm I16-022-250*
32 cm I16-020-320
50 cm I16-022-500
18cm I16-030-180*

Courbe

24 cm I16-023-250
32 cm I16-021-320

A Ballanger droit



Pince Bengolée

I-06-291

* Disponible.

Droite A/G

20 cm I06-292-200
24 cm I06-292-240

Droite S/G

20 cm I06-290-200*
24 cm I06-290-240

Courbe A/G

20 cm I06-293-200*
24 cm I06-293-240

Courbe S/G

20 cm I06-291-200*
24 cm I06-291-240



Pince à faux germes winter

I-16-070

* Disponible.

Droite

24 cm I16-070-240*

Courbe

24 cm I16-071-240*



Pince babcock

I-06-602

* Disponible.

16 cm I06-602-160
18 cm I06-602-180*
19,5 cm I06-602-195



Pince chaput

I06-106-130

* Disponible.

13 cm I06-106-130*



Pince emporte-pièces citelli (otologie)

I22-010-003

* Disponible.

16,5x3 mm I22-010-003



Pince duval à crémaillère triangulaire

I-06-612

* Disponible.

22cm x13 mm I06-612-013
22cm x15 mm I06-612-015
22cm x18 mm I06-612-018*
22cm x20 mm I06-612-020



Pince coupante liston simple articulation

I-28-410

* Disponible.

Droite

14cm I28-410-140
19cm I28-410-190*






Pince pean murphy

I-16-174

* Disponible.

Droite

14 cm	I16-174-140*
16 cm	I16-174-160*
20 cm	I16-174-200*
22 cm	I16-174-220*



Pince à biopsie gynecologique jean-louis faure

I46-843-250

* Disponible.

25 cm	9x5mm	I46-843-250*
-------	-------	--------------



Pince à biopsie gynecologique douay

I-46-855

* Disponible.

20 cm	I46-855-200
25 cm	I46-855-250*



Pince à champs backhauss

I-16-043

* Disponible.

12 cm	I16-043-110*
14 cm	I16-043-130*



Pince en cœur

I-16-040

* Disponible.

16 cm	I16-040-160*
25 cm	I16-040-250*



Pince à échardes feinchenfeld

I04-440-100

* Disponible.

10 cm	I04-440-100*
-------	--------------



37

Pince dumont

I04-900-004

* Disponible.

11,5 cm	I04-900-004*
---------	--------------



Pince adson

I-04-273

* Disponible.

Avec/G	
12 cm	I04-273-120
Sans/G	
12 cm	I04-050-120



Pince Dissection

I-04-010

* Disponible.

A	Sans/G	
		11,5 cm I04-010-115*
		14 cm I04-010-140*
		16 cm I04-010-160*
B	Sans/G fine	
		11,5 cm I04-020-115*
D	Sans/G semkin	
		12 cm I04-098-125*
	Avec/G	
		14 cm I04-191-145*
D	Avec/G fine	
		14 cm I04-161-145*
		16 cm I04-161-160*





INSTRUMENTATION

DIVERES

Pince debakey atraumatique

I-04-928

* Disponible.

1,5mmx15 cm I04-928-150*
1,5mmx20 cm I04-928-200*



Pince jean-louis faure courbe

I06-473-210

* Disponible.

A/G

22 cm I06-473-210*



Porte aiguille mayo-légar

I-10-124

* Disponible.

14 cm I10-124-140*
16 cm I10-124-160*
18 cm I10-124-180*
20 cm I10-124-200*
22 cm I10-124-220*
24 cm I10-124-240*
25 cm I10-124-250



Manche Bistouri

I-08-010

* Disponible.

Court

N° 3 I08-010-030*
N° 4 I08-014-040*

Longue

N° 3 I08-010-031
N° 4 I08-014-041



Perce membrane

I-16-062

* Disponible.

19 cm I16-062-001*
26 cm I16-062-002*



Valve doyen vaginale

I-46-183

* Disponible.

60 mm x 45cm
I46-183-004*
90 mmx 45cm
I46-183-005*



Ecarteur farabeuf

I-20-129

* Disponible.

12 cm Paire I20-129-000*
15 cm Paire I20-131-000*



Ecarteur balfour adulte

I21-244-250

* Disponible.

25cm
I21-244-250



Ecarteur abdominal de kirschner

I21-588-000

